



Specialised
Orthotic
Services

By *drive*

P Pod Folheto

O único Puff com sistema de posicionamento incorporado



P Pod

O **'P' Pod** foi desenvolvido para resolver o problema já antigo dos Puffs convencionais, a instabilidade! O design único do **'P' Pod** oferece os níveis de suporte necessários para estabilizar a postura permitindo que clientes com problemas posturais complexos possam usar este produto revolucionário.

O design único patenteado do **'P' Pod** combina uma base de assento simétrica ou moldada com a simplicidade de uma base tipo Puff convencional.

- **O único Puff com suporte postural**

O **'P' Pod** está disponível com uma base de assento standard ou moldada para um posicionamento preciso.

- **Uma alternativa ao posicionamento na cadeira de rodas**

Muitos clientes passam a maior parte do dia na sua cadeira de rodas, o **'P' Pod** dá aos clientes a oportunidade de passar tempo fora da cadeira e relaxar em casa com um ótimo suporte postural.

- **Disponível com camadas de crescimento**

As camadas de crescimento podem ser acrescentadas à base de assento **'P' Pod** para permitir crescimento, prolongando a utilização do produto.

- **Capas removíveis para limpeza fácil**

Capas acolchoadas disponíveis numa variedade de cores e fáceis de remover para limpeza.

- **Ultraleve e fácil de mover pela casa**

- **Pode ser usado com guias de transferência**

Os clientes podem ser transferidos facilmente para o **'P' Pod** através de guias.

- **Disponível numa grande gama de tamanhos**

O **'P' Pod** está disponível em vários tamanhos standard. Para clientes mais complexos está disponível um assento moldado.

Ideal para o uso na sala, escola e instituições.



P Pod

Opções e Acessórios

A SOS oferece uma grande gama de acessórios para ajudar a fazer do 'P' Pod único, incluindo capas personalizadas.



Base móvel




- É uma pena perturbar um cliente quando os cuidadores ou os pais o querem mover de divisão, por isso desenvolvemos uma base móvel.
- Passa através das portas comuns, com manípulos almofadados, rodízios com travão e travão de pé. Preparado para usar com gruas de transferência.

Barra de atividades



- Desenvolvida para ser utilizada durante a terapia. Permite às crianças participar em brincadeiras terapêuticas estimulantes quando no 'P' Pod (brinquedos não incluídos).

Tabuleiro de colo



- Oferece uma superfície estável para trabalhar e brincar. Possui uma base acolchoada para maior conforto.

Tabuleiro de pé

- Ajustável em altura e ângulo, o tabuleiro de pé oferece uma superfície estável para trabalhar e brincar.

Camadas de crescimento



- Camadas de crescimento removíveis para crianças em crescimento que prolongam a utilização do 'P' Pod.

Base móvel com báscula

- Disponível com báscula elétrica. Permite ao 'P' Pod's gerir posicionamentos complexos.

Apoio de cabeça rebatível



- O apoio de cabeça adicional permite uma alteração da posição da cabeça. Rebate quando não é necessário.

Controlo de temperatura




- O 'P' Pod está disponível com uma camada térmica. Esta camada permite aos clientes manterem uma temperatura confortável. A camada torna-se uma parte integral do 'P' Pod.

Apoio de pés



- Apoio de pés ajustável para clientes que precisam de uma superfície de pés segura.

Arneses



- SOS arneses são compatíveis com o 'P' Pod.



Contate-nos para mais opções de bordados e cores.

Tecido de veludo (Capas de assento 'P' Pod)



Também disponível em Dartex. Contate-nos para detalhes.

P Pod

O 'P' Pod foi desenvolvido pela SOS para combinar uma base confortável tipo Puff com uma unidade de assento de suporte. Isto torna o 'P' Pod mais que um Puff mas sim uma alternativa ao posicionamento em cadeira de rodas no interior.

O 'P' Pod é feito de 3 componentes base - a unidade de assento, uma bolsa de suporte e um Puff. O 'P' Pod promove a postura. Oferecendo o suporte necessário para manter a estabilidade postural.

Unidade de assento 'P' Pod standard

Unidade de assento 'P' Pod standard Dependendo das necessidades do cliente existem duas opções de unidades de assento. A standard é desenhada para clientes com simetria mas que necessitam de suporte postural extra para manter uma boa posição de sentado.

Uma vasta escolha de tamanhos está disponível. As medidas do cliente são recolhidas e o tamanho é escolhido com base nas necessidades individuais. Isto ajuda-nos a ter a certeza que o cliente stá confortável e seguro no 'P' Pod. Todos os 'P' Pod vêm com uma faixa pélvica para melhor estabilidade.

Unidades de assento 'P' Pod moldadas

Clientes com necessidades mais complexas podem ter a unidade de assento moldada à medida. A SOS usa uma tecnologia de consolidação por vácuo para criar o molde da postura do cliente.

A unidade de assento moldada permitem ao cliente com necessidades complexas ter um 'P' Pod personalizado para as suas necessidades específicas.

Base tipo Puff

O Puff é a base na qual o assento está colocado. É usado velcro extra forte para garantir que tudo se mantém no seu lugar. A posição do assento pode ser ajustado por reposicionar a posição no velcro.

A base é feita de um material resistente e tal como um Puff convencional é ultraleve e fácil de mover. Leva apenas minutos a montar e é perfeito para as ocasiões em que não há espaço para equipamentos volumosos.

Bolsa de suporte

A unidade de assento é suportada por uma bolsa de suporte que aumenta a estabilidade quando o assento está em uso.



A unidade de assento adicional permite alterar a posição de assento, para uma posição mais elevada ou mais relaxada. A bolsa de suporte assegura que qualquer movimento do utilizador não afete a posição de sentado.



Dimensões


Dimensões do 'P' Pod simétrico (standard) em mm (polegadas)											
Medidas	Micro	1	2	2 ½	3	3½	4	4½	5	5½	6
Largura da anca	177 (7)	220 (8¾)	250 (10)	260 (10¼)	260 (10¼)	270 (10½)	310 (12¼)	310 (12¼)	360 (14¼)	370 (14½)	420 (16½)
Largura do tronco	160 (6¼)	190 (7½)	220 (8¾)	240 (9½)	240 (9½)	250 (10)	270 (10½)	320 (10½)	270 (12½)	330 (13)	340 (13½)
Profundidade	120 (4¾)	210 (8¾)	230 (9)	260 (10¼)	290 (11½)	290 (11½)	330 (13)	350 (13¾)	350 (13¾)	420 (16½)	430 (17)
Altura da axila	140 (5½)	220 (8¾)	260 (10¼)	260 (10¼)	290 (11½)	290 (11½)	320 (12½)	330 (13)	360 (14¼)	380 (15)	380 (15)
Altura dos ombros	230 (9)	340 (13½)	370 (14½)	400 (15¾)	420 (16½)	440 (17¼)	440 (17¼)	470 (18½)	510 (20)	540 (21¼)	550 (21¾)
Altura da cabeça	370 (14½)	430 (17)	500 (19¾)	560 (22)	560 (22)	620 (24½)	620 (24½)	660 (26)	660 (26)	700 (27½)	730 (28¾)

Barra de atividades



Barra de Atividades Dimensões mm (polegadas)			
	Pequeno	Médio	Grande
Comprimento total	460 (8) - 575 (22¾)	545 (21½)	760 (30) - 1020 (40¼)
Largura total	525 (20¾)	580 (22¾)	740 (29)
Altura total	545 (21½)	595 (23½)	695 (27¼)


Tabuleiro de pé



Tabuleiro de pé Dimensões mm (polegadas)		
	Pequeno	Médio
Comprimento total	980 (38½)	980 (38½)
Largura total	770 (30¼)	770 (30¼)
Altura total	790 (31) - 1120 (44)	790 (31) - 1500 (59)

Precisa de ajuda com os tamanhos? Contate-nos para aconselhar

Base móvel



Pequeno 580 mm / 22¾ ins Médio 680 mm / 26¾ ins
Grande 680 mm / 26¾ ins Extra-grande 680 mm / 26¾ ins
* O travão de pé mostrado acima apenas está disponível nos modelos mais recentes

Base Móvel Dimensões mm (polegadas)				
	Pequeno	Médio	Grande	Extra-grande
Comprimento total	1030 (40½)	1120 (44)	1225 (48¼)	1325 (52¼)
Largura total	580 (22¾)	680 (26¾)	680 (26¾)	680 (26¾)
Altura total	1060 (41¾)	1070 (42¼)	1070 (42¼)	1070 (42¼)



Specialised
Orthotic
Services

By *drive*

www.specialisedorthoticservices.co.uk

Siga-nos



A SOS tem uma política de desenvolvimento contínuo e reserva o direito a alterar especificações e design sem notificação prévia. Todos os produtos são produzidos e sob direitos de design ou patente. Este documento é propriedade da empresa e os seus conteúdos são sua propriedade intelectual. Fizemos todos os esforços para fazer as cores do catálogo o mais idênticas à realidade do produto final. Infelizmente não conseguimos garantir uma total correspondência.